



Mikro-Feinstaub-
Filtertasche,
im Lieferumfang
enthalten



PVC-Wellenschläuche,
als Zubehör
erhältlich



Einschaltautomatik
AS-100,
als Zubehör
erhältlich

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wassermann.hamburg



/WassermannDentalmaschinen

Ihr Ansprechpartner _____

SG-1/1



Absauganlage



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg
www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

Absauganlage SG-1/1

Die 1-Platz-Absaugung **SG-1/1** arbeitet nach dem bewährten Wassermann Niederdruckprinzip; d.h. einem Absaugen mit sehr geringer Luftgeschwindigkeit. Der Vorteil: Ein entspanntes, weil nahezu lautloses Arbeiten. Ein weiterer Pluspunkt ist das hohe Absaugvolumen, wobei selbst im Dauerbetrieb die Hände nicht auskühlen. Als Kurzschlussläufer verfügt der verschleiß- und wartungsarme Lüftermotor dabei über ausgeprägte Dauerläuferqualitäten.

Nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen:
PVC-Wellenschlauch Ø 75 mm, verschiedene Längen erhältlich,
siehe Flyer „Zubehör Absaugtechnik“

Hoher Gesundheitsschutz:
Die SG-1/1 kann wahlweise mit
einem hochwertigen,
schnell austauschbaren
Mikro-Feinstaub- oder Gipsfilter
ausgerüstet werden

Kollektorloser Motor,
lange Laufzeit

Maximale Flexibilität
durch äußerst kompakte Bauweise

Inkl. Steckdose für Ausarbeits-
maschinen oder Poliermotoren



Eigenschaften

- 1-Platz-Absaugung nach dem Niederdruckprinzip, vielseitig einsetzbar – vom Poliertrog bis zum Sandstrahler
- Nahezu lautloser Betrieb, für Dauerbetrieb geeignet
- Umfangreiches Sonderzubehör erhältlich, empfohlenes Sonderzubehör SG-1/1: Einschaltautomatik **AS-100** zum automatischen Zuschalten von Absauganlagen
- **Im Lieferumfang enthalten:**
Zuleitung mit schaltbarem Schukostecker
Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb), Staubklasse M

Zubehör	Artikel Nr.
Einschaltautomatik AS-100	143100
Ersatz-Mikro-Feinstaub-Filtertasche (gelb), Staubklasse M, 1 Satz = 4 Stück	611010
Ersatz-Filtertasche Gips (weiß), Kl.1 / Kl. 2, 1 Satz = 4 Stück	611018

Weiteres Zubehör (z.B. PVC-Wellenschläuche) entnehmen Sie bitte dem Flyer „Zubehör Absaugtechnik“

SG-1/1	Artikel Nr. 140995
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,75 A
Gerätesteckdose Stromaufnahme	max. 8 A
Leistung	170 W
Maße B x H x T	260 x 400 x 330 mm
Gewicht	9,9 kg
Schallpegel	59 dB(A)
Saugleistung	500 m ³ /h (freiblasend)
Absaugstutzen	Ø 75 mm außen