



WGS-25 Tischmodell,
auch als Wandmodell erhältlich



180°-Kippmechanismus



Kraft- und zeitsparende Befüllung

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf
www.wassermann.hamburg

Ihr Ansprechpartner _____

WGS-25T und WGS-25W



Gippsilos



Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg

Gipssilos WGS-25T & WGS-25W

Tisch- und Wandmodell

Mit den **WGS-Silos** bewahren Sie Gipse, Einbettmassen und Bimspulver trocken und vor Verunreinigung geschützt auf. Die elektronische Rüttelvorrichtung sorgt für eine gleichmäßige Abgabe aller verwendeten Materialien ohne jegliche Klumpenbildung. Das bewährte Lager- und Entnahmesystem ist als Wand- oder Tischmodell erhältlich.



Kratzfeste Kunststoffpulverbeschichtung für leichte Reinigung

Kippmöglichkeit um 180° für leichte Befüllung bei geringem Kraftaufwand

Besonders robuste Stahlkonstruktion

Feinsteuerung des Materialflusses durch variable Rüttelintensität

Eigenschaften

- Das Silo für alle Gipse, Einbettmassen und Bimspulver
- Perfekt abgestimmt auf den Einsatz mit den Wassermann Dosierwaagen DSW-2/4K und DSW-2
- **Im Lieferumfang enthalten:**
25 kg Vorratsbehälter

Zubehör	Artikel Nr.
25 kg Vorratsbehälter mit Deckel	390030
Gipssilo WGS-25T, Tischmodell Gipssilo WGS-25W, Wandmodell	Artikel Nr. 166998 Artikel Nr. 166999
Spannung	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,3 A
Leistung	70 W
Maße B x H x T / max. T WGS-25T	445 x 1065 x 400 mm / max. 790 mm
Maße B x H x T / max. T WGS-25W	445 x 910 x 400 mm / max. 790 mm
Gewicht WGS-25T	43,6 kg
Gewicht WGS-25W	37,8 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)



WGS-25W, Wandmodell