



Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

### Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)

Ihr Ansprechpartner \_\_\_\_\_

### Wapo-Ex



Ausbrüh- und Polymerisationsautomat



Wassermann Dental-Maschinen GmbH  
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland  
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24  
[info@wassermann-dental.com](mailto:info@wassermann-dental.com) · [www.wassermann.hamburg](http://www.wassermann.hamburg)

# Kombiautomat Wapo-Ex

Ausbrüh- und Polymerisationsautomat

Der **Wapo-Ex** ist die wirtschaftliche Lösung für das Ausbrühen oder Polymerisieren, selbstverständlich minuten- bzw. gradgenau. Dabei besticht er besonders durch seine Effizienz und Zuverlässigkeit.

Spritzschutz  
aus Edelstahl

Energiesparende  
Behälter-Thermoisolierung

Integrierte Handbrause zum  
manuellen Ausbrühen

Informatives Display,  
vielseitige Funktionen in der  
Anwendung und reproduzierbare  
Arbeitsabläufe

Nahezu komplett  
aus Edelstahl gefertigt



## Eigenschaften

- Kombierter Tischautomat zum Ausbrühen oder Polymerisieren
- Kapazität: 4 Küvettenhälften zum Ausbrühen, 6 Küvetten zum Polymerisieren
- Zeitschaltuhr, minuten- bzw. gradgenau einstellbar
- Reproduzierbare Arbeitsgänge durch programmierbare Ausbrüh- oder Polymerisationsabläufe
- Mit zwei separaten Kammern für schnellen Wechsel zwischen beiden Modi
- Sonderfunktion „Ausbrühen während des Polymerisationsvorganges“:  
Das Ausbrühen ist auch bei gestartetem Polymerisationsprogramm möglich (bei der gerade erreichten Ist-Temperatur des Polymerisationsvorgangs)
- Optische und akustische Wassermangelanzeige
- **Im Lieferumfang enthalten:**  
Service-Paket (10 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachslöser)  
Abflussschlauch, 1,5 m  
Schlauchschelle Ø 20-32 x 12,2

Zubehör	Artikel Nr.
Fahrbares Untergestell (B 560 x H 550 x T 410 mm)	170100
Service-Paket (10 Filtermatten, 1 L Kalklöser, 2 L Wachslöser)	170020
Abflussschlauch per lfd. Meter	320030

Wapo-Ex	Artikel Nr. 170996
Spannung	220-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	9 A
Leistung	2000 W
Maße B x H x T	550 x 570 x 400 mm
Gewicht	35,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Wasserinhalt	ca. 20 l