

Die neue Art der Schleifstauberfassung kompakt, mobil, saugstark

Airbox One

vereint Absaugbox und Absaugung in einem – für sauberes, sicheres Arbeiten direkt im Behandlungszimmer und im Labor.

Vorteile: Schluss mit herumfliegendem Schleifstaub in der Praxis. Doppellüfter für maximale Saugleistung, starke LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf die Arbeit.

Neu: Mobile Absaugung mit Staubklasse M-Filtration bis zu 99,99% Abscheidegrad.

UNSER BEWÄHRTES ERFOLGSREZEPT:

Wir vereinen Technologie, Erfahrung, Kompetenz und Teamgeist.



Immer für Sie da

Sie möchten ein Angebot anfragen, Produkte bestellen oder haben Fragen zu Ihrer Bestellung, der Lieferung oder Garantie?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und helfen Ihnen gerne weiter.



www.wassermann.hamburg



fb.com/WassermannDentalmaschinen

Airbox One Profı-Absaugbox



Abb.: Airbox One mit Schutzblenden

Info-Hotline

+49 (0)40 730 926-0



SCAN ME



Abb.: Airbox One mit Schutzblenden

Airbox One

Profi-Absaugbox



QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1927

Die kompakte Profi-Absauganlage:

Absaugbox und Absaugung in einem (**Two in One**).
Bewegungsfreiheit vom Behandlungsraum bis zum Labor.
Sauber und sicher dank Staubklasse M-Filtration.
Perfekt für kurze Schleifjobs und den mobilen Einsatz.

Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- Absaugbox und Absaugung in einem Gerät vereint
- Saugstark und leise
- Mit praktischem Tragegriff
- M-Klasse-Filter mit einem Abscheidegrad von bis zu 99,99%.
- Einfache LED-Beleuchtung für optimale Sicht auf die Arbeit
- Maximale Bewegungsfreiheit – mobil von Raum zu Raum
- Ergonomische Form für optimale Körperhaltung
- Kipp- und rutschfest, robust und leicht zu reinigen
- Hochwertig, aus Edelstahl gefertigt

Optional: Schutzblenden mit Durchgreifstulpen und separaten Handstück-Öffnungen oder Armauflagen

Technische Daten

Leistung: 65 W
Stromaufnahme: 1 A

Spannung: 100–240 V / 50/60 Hz
Maße B x H x T 370 x 320 x 370 mm
Gewicht: 6,8 kg

Schallpegel: 60 dB
Max. Volumenstrom: 1200 l/min
Max. Druck (pa): 700

Airbox One

inkl. Tageslicht-LED Beleuchtung
Artikel-Nr.: 143372

Satz Schutzblenden

Artikel-Nr.: 143305

Lupe

Artikel-Nr.: 143251

Satz Armauflagen

Artikel-Nr.: 143303

Länderspezifische Spannungen auf Anfrage erhältlich

Info & Beratung:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15 - 17
21031 Hamburg, Germany

Tel: +49 (0)40 730 926-0
www.wassermann-dental.com
sales@wassermann-dental.com