

**Platzsparend &
leistungsstark –
die perfekte Kombination.**

einfach · stark · flexibel

Wasi-Steam 3 arbeitet mit zuverlässiger Technologie bei konstant hohem Dampfdruck. Ideal zum Reinigen, Abbrühen und Entfetten.

Vorteile: Es passt auf die Halterung Ihres alten Geräts Wasi-Steam 2, sodass keine zusätzliche Bohrung erforderlich ist. Druckstabil bis 6 bar bei 164 °C, hochwertiger Edelstahlbehälter, für Dauerbetrieb geeignet. **Neu:** LED-Kontrolle aller Funktionen, verbesserte Sicherheit durch Zulauf-, Leckage- & Wassermangelüberwachung.

UNSER BEWÄHRTES ERFOLGSREZEPT:

Wir vereinen Technologie, Erfahrung Kompetenz und Teamgeist.



Immer für Sie da

Sie möchten ein Angebot anfragen, Produkte bestellen oder haben Fragen zu Ihrer Bestellung, der Lieferung oder Garantie?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und helfen Ihnen gerne weiter.

**Dampfstrahlgerät
Wasi-Steam 3**



Abb.: Wasi-Steam 3
+ Spritzschutzeinheit

Info-Hotline

+49 (0)40 730 926-0



www.wassermann.hamburg



[fb.com/WassermannDentalmaschinen](https://www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen)

SCAN ME

Wasi-Steam 3 Dampfreiniger



Abb.: Wasi-Steam 3
+ Spritzschutzeinheit



QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1927

Der Profi-Dampfreiniger:

Leistungsstarkes Dampfstrahlgerät mit Festwasseranschluss,
geeignet für alle Reinigungsarbeiten im Labor.
Robustes Edelstahlgehäuse, langlebig und umweltschonend.
Einfache Bedienung und hohe Sicherheit.
Flexibel einsetzbar als Tisch- oder Wandgerät.



Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- Wahl zwischen Trocken- und Naßdampf
 - LED-Anzeige der Betriebszustände
 - Kompaktes Design für Tisch- oder Wandmontage
 - 6 bar Dampfdruck bei 164 °C
 - Automatischer Wasserzulauf per Pumpe
 - Standbymodus reduziert Verbrauch und schont Technik
 - Wartungsfreundlich und langlebig
- Optional: Dampfmengenregulierung und manuelle Befüllung

Im Lieferumfang enthalten:

Zufluss- und Abflussschlauch (vormontiert),
Wandbefestigungs-Set, Pistolenhalterung

Technische Daten

Leistung: 1.270 W
Stromaufnahme: 5,5 A
Kesselinhalt: 3,3 l

Maße B x H x T (max.) 505 x 400 x 230 mm
(+ Pistolenschlauch)
Maße B x H x T (Gehäuse) 400 x 400 x 230 mm

Dampfdruck: 6 bar
Gewicht: 23 kg
Schallpegel: ≤ 70 dB(A)

Wasi-Steam 3
Artikel-Nr.: 174989

Wasi-Clean Wasserenthärtungseinheit
Artikel-Nr.: 174995

Spritzschutzeinheit, Edelstahl
Artikel-Nr.: 174230

Halterset Spritzschutz Wandmontage
Artikel-Nr.: 174625

Spezial-Düse D 2,5 mm
Artikel-Nr.: 174352

Befüllleinheit (5 Liter)
Artikel-Nr.: 174430

Mengenregulierungs-Set
Artikel-Nr.: 174633

als Werk-optional
integrierbar

Info & Beratung:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15 - 17
21031 Hamburg, Germany

Tel: +49 (0)40 730 926-0
www.wassermann-dental.com
sales@wassermann-dental.com