

“Entwickelt
für präzise
Ergebnisse.

einfach · stark · flexibel

Zum Aushärten verschiedener Materialien in der Zahntechnik und Zahnmedizin für präzise Ergebnisse der verwendeten Werkstoffe. Unser Druckverdichter DEG-1 komprimiert die Restluft unter Druck so stark, dass ein blasenfreies, homogenes Ergebnis entsteht

UNSER BEWÄHRTES ERFOLGSREZEPT:

Wir vereinen Technologie, Erfahrung
Kompetenz und Teamgeist.



Immer für Sie da

Sie möchten ein Angebot anfragen,
Produkte bestellen oder haben Fragen
zu Ihrer Bestellung, der Lieferung oder
Garantie?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und
helfen Ihnen gerne weiter.



www.wassermann.hamburg



fb.com/WassermannDentalmaschinen

DEG-1 Druckverdichter



Info-Hotline

+49 (0)40 730 926-0



SCAN ME



WASSERMANN
Hamburg · Germany

DEG-1 Druckverdichter

Für ein blasenfreies und
homogenes Materialgefüge
- glatte Rohgüsse -



QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1927

Die einfache Bedienung und die extreme Robustheit sorgen zuverlässig für Arbeitserleichterung. Abhängig vom Eingangsdruck kann ein variabler Verdichtungsdruck bis 6,0 bar aufgebaut werden, der in der Folge beliebig reduzierbar ist.



Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- Für blasenfreies und homogenes Materialgefüge, glatte Rohgüsse
- Integrierte Edelstahl einlage, für mehrere Muffeln ausgelegt
- Überdruckventil für optimale Sicherheit
- Rückschlagventil für konstanten Betriebsdruck
- Belüftungsautomatik: Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Druckkammer automatisch entlüftet
- Im Lieferumfang enthalten:
Druckluftschlauch, 2 m
Zuleitung

DEG-1
Art.-Nr. 180999

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 6 bar
Stromaufnahme: 0,1 A

Maße B x H x T (max.): 270 x 260 x 380 mm
Druckkammer H x T: 130 x 250 mm

Gewicht: 13 kg
Schallpegel: ≤ 70 dB (A)

Info & Beratung:

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15 - 17
21031 Hamburg, Germany

Tel: +49 (0)40 730 926-0
www.wassermann-dental.com
sales@wassermann-dental.com